

Joelho





MB-V

Prótese Total de Joelho Primário



Componente Femoral EP

ANVISA 10417940132



CoCrMo

Direito Ref.Nº	Esquerdo Ref.Nº	AP	ML	Tam.
2630-402	2630-302	50,0 mm	60,0 mm	T2
2630-403	2630-303	53,5 mm	64,0 mm	T3
2630-404	2630-304	57,5 mm	69,0 mm	T4
2630-405	2630-305	61,5 mm	72,0 mm	T5
2630-406	2630-306	65,5 mm	77,0 mm	T6
2630-407	2630-307	70,5 mm	80,7 mm	T7

Platô Tibial EP

ANVISA 10417940133



UHMWPE

T2 Ref.Nº	T3 / T4 Ref.Nº	T5/ T6/T7 Ref.Nº	Altura
2632-102-410	2632-304-410	2632-506-410	10mm
2632-102-412	2632-304-412	2632-506-412	12mm
2632-102-414	2632-304-414	2632-506-414	14mm
2632-102-417	2632-304-417	2632-506-417	17mm
2632-102-420	2632-304-420	2632-506-420	20mm
2632-102-423	2632-304-423	2632-506-423	23mm

Base Tibial

ANVISA 10417940135



CoCrMo

Ref.Nº	AP	ML	Tam.
2635-502	41,0mm	62,0mm	T2
2635-503	42,0mm	67,0mm	T3
2635-504	46,0mm	67,0mm	T4
2635-505	46,0mm	74,0mm	T5
2635-506	50,0mm	74,0mm	T6
2635-507	51,0mm	82,0mm	T7

Componente Femoral PL

ANVISA 10417940134



CoCrMo

Direito Ref. Nº	Esquerdo Ref. Nº	AP	ML	Tam.
2630-602	2630-502	50,0 mm	60,0 mm	T2
2630-603	2630-503	53,5 mm	64,0 mm	T3
2630-604	2630-504	57,5 mm	69,0 mm	T4
2630-605	2630-505	61,5 mm	72,0 mm	T5
2630-606	2630-506	65,5 mm	77,0 mm	T6
2630-607	2630-507	70,5 mm	80,0 mm	T7

Platô Tibial PL

ANVISA 10417940140



UHMWPE

T2 Ref. Nº	T3 / T4 Ref. Nº	T5 / T6 / T7 Ref. Nº	Altura
2632-102-610	2632-304-610	2632-506-610	10mm
2632-102-612	2632-304-612	2632-506-612	12mm
2632-102-614	2632-304-614	2632-506-614	14mm
2632-102-617	2632-304-617	2632-506-617	17mm
2632-102-620	2632-304-620	2632-506-620	20mm
2632-102-623	2632-304-623	2632-506-623	23mm

Componente Patelar

ANVISA 10417940136



UHMWPE

3 Pinos Ref. Nº	Ø
2604-328	28mm
2604-330	30mm
2604-332	32mm
2604-335	35mm
2604-338	38mm



MB-V

Prótese Total para Revisão de Joelho



Componente Femoral EP com Alongmento

ANVISA 10417940132



CoCrMo

Direito Ref. Nº	Esquerdo Ref. Nº	AP	ML	Tam.
2630-492	2630-392	50,0 mm	60,0 mm	T2
2630-493	2630-393	53,5 mm	64,0 mm	T3
2630-494	2630-394	57,5 mm	69,0 mm	T4
2630-495	2630-395	61,5 mm	72,0 mm	T5
2630-496	2630-396	65,5 mm	77,0 mm	T6
2630-497	2630-397	70,5 mm	80,7 mm	T7

Platô Tibial CC

ANVISA 10417940133



LHMPWE

T2 Ref. Nº	T3 / T4 Ref. Nº	T5 / T6/T7 Ref. Nº	Altura
2632-102-410	2632-384-410	2632-586-410	10mm
2632-102-412	2632-384-412	2632-586-412	12mm
2632-102-414	2632-384-414	2632-586-414	14mm
2632-102-417	2632-384-417	2632-586-417	17mm
2632-102-420	2632-384-420	2632-586-420	20mm
2632-102-423	2632-384-423	2632-586-423	23mm
2632-102-425	2632-384-425	2632-586-425	25mm

Base Tibial

ANVISA 10417940135



CoCrMo

Ref. Nº	AP	ML	Tam.
2635-592	41,0mm	62,0mm	T2
2635-593	42,0mm	67,0mm	T3
2635-594	46,0mm	67,0mm	T4
2635-595	46,0mm	74,0mm	T5
2635-596	50,0mm	74,0mm	T6
2635-597	51,0mm	82,0mm	T7

Calço Femoral

ANVISA 10417940132

CoCrMo



Distal Ref. Nº	Tam.	Altura
2612-502-005	T2	05mm
2612-502-010	T2	10mm
2612-503-005	T3	05mm
2612-503-010	T3	10mm
2612-504-005	T4	05mm
2612-504-010	T4	10mm
2612-505-005	T5	05mm
2612-505-010	T5	10mm
2612-506-005	T6	05mm
2612-506-010	T6	10mm
2612-507-005	T7	05mm
2612-507-010	T7	10mm

CoCrMo



Posterior Ref. Nº	Tam.	Altura
2616-502-005	T2	05mm
2616-502-010	T2	10mm
2616-503-005	T3	05mm
2616-503-010	T3	10mm
2616-504-005	T4	05mm
2616-504-010	T4	10mm
2616-505-005	T5	05mm
2616-505-010	T5	10mm
2616-506-005	T6	05mm
2616-506-010	T6	10mm
2616-507-005	T7	05mm
2616-507-010	T7	10mm

Calço Tibial

ANVISA 10417940135

CoCrMo



Paralelo Ref. Nº	Tam.	Ref. Nº	Tam.	Altura
2609-572-005	T2	2609-575-005	T5	05mm
2609-572-010	T2	2609-575-010	T5	10mm
2609-573-005	T3	2609-576-005	T6	05mm
2609-573-010	T3	2609-576-010	T6	10mm
2609-574-005	T4	2609-577-005	T7	05mm
2609-574-010	T4	2609-577-010	T7	10mm

TiAlV

Paralelo Ref. Nº	Tam.	Ref. Nº	Tam.	Altura
2609-572-115	T2	2609-575-115	T5	15mm
2609-572-120	T2	2609-575-120	T5	20mm
2609-573-115	T3	2609-576-115	T6	15mm
2609-573-120	T3	2609-576-120	T6	20mm
2609-574-115	T4	2609-577-115	T7	15mm
2609-574-120	T4	2609-577-120	T7	20mm

CoCrMo



Parcial Angulado Ref. Nº	Tam.	Ângulo
2608-572-016	T2	16º
2608-572-026	T2	26º
2608-573-016	T3	16º
2608-573-026	T3	26º
2608-574-016	T4	16º
2608-574-026	T4	26º
2608-575-016	T5	16º
2608-575-026	T5	26º
2608-576-016	T6	16º
2608-576-026	T6	26º
2608-577-016	T7	16º
2608-577-026	T7	26º

CoCrMo



Total Angulado Ref. Nº	Tam.	Ângulo
2607-572-007	T2	7º
2607-573-007	T3	7º
2607-574-007	T4	7º
2607-575-007	T5	7º
2607-576-007	T6	7º
2607-577-007	T7	7º

Pino Extensor

ANVISA 10417940135

CoCrMo



Standard Ref. Nº

Ref. Nº	Ø x Altura	Altura + Base
2626-510-075	Ø 10 x 75mm	120mm
2626-511-075	Ø 11 x 75mm	120mm
2626-512-075	Ø 12 x 75mm	120mm
2626-513-075	Ø 13 x 73mm	120mm
2626-514-075	Ø 14 x 75mm	120mm
2626-515-075	Ø 15 x 75mm	120mm
2626-516-075	Ø 16 x 75mm	120mm
2626-518-075	Ø 18 x 75mm	120mm
2626-520-075	Ø 20 x 75mm	120mm
2626-611-100	Ø 11 x 100mm	145mm
2626-612-100	Ø 12 x 100mm	145mm
2626-613-100	Ø 13 x 100mm	145mm
2626-614-100	Ø 14 x 100mm	145mm
2626-615-100	Ø 15 x 100mm	145mm
2626-616-100	Ø 16 x 100mm	145mm
2626-618-100	Ø 18 x 100mm	145mm
2626-620-100	Ø 20 x 100mm	145mm
2626-512-130	Ø 12 x 130mm	175mm
2626-514-130	Ø 14 x 130mm	175mm
2626-516-130	Ø 16 x 130mm	175mm
2626-518-130	Ø 18 x 130mm	175mm
2626-520-130	Ø 20 x 130mm	175mm
2626-610-160	Ø 10 x 160mm	205mm
2626-612-160	Ø 12 x 160mm	205mm
2626-614-160	Ø 14 x 160mm	205mm
2626-616-160	Ø 16 x 160mm	205mm
2626-618-160	Ø 18 x 160mm	205mm
2626-620-160	Ø 20 x 160mm	205mm

CoCrMo



Excêntrico Ref. Nº

Ref. Nº	Ø x Altura	Altura + Base
2626-710-100	Ø 10 x 100mm	145mm
2626-711-100	Ø 11 x 100mm	145mm
2626-712-100	Ø 12 x 100mm	145mm
2626-713-100	Ø 13 x 100mm	145mm
2626-714-100	Ø 14 x 100mm	145mm

TiAlV Titânio Alumínio Vanádio

CoCrMo Liga de Cobalto-Cromo-Molibdênio

UHMPWE Polietileno de Alto Peso Molecular

X-UHMWPE Polietileno Cross-Linked

Ref. Nº: Código do produto
 Compr.: Comprimento
 Ø: Diâmetro
 Tam.: Tamanho
 mm: Milímetros
 P: Pequeno
 M: Médio
 G: Grande
 EG: Extra Grande
 M/L: Médio Lateral
 A/P: Ântero-posterior